

Popis

Výrobce: Bochemie

DESAM GK

Dezinfekce a mytí povrchů

- **Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aldehydu.**
 - **Určen pro jednofázovou dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků.**
 - **Široké spektrum účinnosti.**
 - **Vhodný pro strojové i ruční čištění a dezinfekci.**
 - **Výborná materiálová snášenlivost.**
-

Složení (účinné látky):

Glyoxal, glutardialdehyd, kvarterní amoniové soli.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporicidní, fungicidní.

Uživatelské koncentrace pracovních roztoků

	ředění	expoziční
Čištění a dezinfekce ploch a povrchů	2 %	15 min
ve zdravotnictví a obecné praxi	0,5 %	4 hod
Čištění a dezinfekce při zvýšené biolog. zátěži	2 %	30 min

Aplikace:

Dezinfekce ploch a předmětů: Předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětu otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pro dezinfekci se ředí studenou vodou. Pracovní roztok uchovávejte v uzavřených nádobách.

Oblast použití:

Doporučuje se k denní dezinfekci, tak i likvidaci ohniskové infekce ve všech prostorách zdravotnických a jiných zařízení, které jsou vystaveny silné biologické a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu (operační, gynekologická, plicní, infekční, oddělení popálenin; JIP, ARO a dialyzační jednotky, laboratoře). Desam GK je určen na všechny vodovzdorné a omyvatelné povrchy a předměty z oceli, mědi, hliníku, mosazi, skla, porcelánu, keramiky, PVC, PE, plexiskla, syntetické pryže, termolabilních materiálů...

Testy a certifikáty:

Baktericidní účinnost EN 13727, EN 1276

Fungicidní účinnost EN 13624, EN 1650

Virucidní účinnost (polio, adeno) EN 14476

Mykobaktericidní účinnost (M. TBC, M. avium, M. kansasii) – laboratorní expertíza

MRSA – laboratorní expertíza

Sporicidní účinnost EN 13704

Typ přípravku:

Desam GK – zdravotnický prostředek

Desam GK s vůní – biocidní přípravek

Balení:

1 l láhev, 5 kg kanistr, 50 kg sud

Doba použitelnosti:

24 měsíců